

# iD



## iD Slip - iD Slip

Medicinski pripomočki, hlačne predloge iD Slip so primerne za osebe s težko do zelo težko stopnjo inkontinence. Na voljo so v različnih vpojnostih in velikostih. Priporočajo se osebam, ki so manj pomične oziroma nepomične.

Predloge morajo biti pravilno nameščene v kolikor želimo zagotoviti udobje in funkcionalnost.



Hlačno predlogo razprite in jo prepognite po dolžini na polovico, da se oblikuje "žleb" pri čemer se dvignejo zaščitni zavihki (stranska zaščita pred iztekanjem).

Predlogo potisnite med nogami in sicer od spredaj nazaj, pri čemer mora biti vpojno jedro lepo nameščeno med mednožjem. Prepričajte se, da je del pripomočka s pritrdilnimi trakovi na zadnji strani osebe (hrbtni del).



Predloga naj bo nameščena po sredini mednožja. Kot vodilo pri poravnavi v pravilno lego, vam lahko služi indikator vlage.

Nato najprej namestite spodnja dva trakova za pritrjevanje, rahlo navzgor, pri čemer poskrbite, da se bo predloga lepo oprijela nog in mednožja.



Nato namestite še zgornja dva trakova, rahlo navzdol, pri čemer se mora ta del lepo prilegati obsegu pasu.



Preverite ali je predloga udobno nameščena. Poskrbite, da so trakovi za pritrjevanje pravilno nameščeni.

Obojni (zgornji in spodnji) trakovi za pritrjevanje se lahko namestijo pod kotom ali pa vodoravno. Lahko se jih večkrat odlepi in ponovno pričvrsti v kolikor je to potrebno.

# iD

## iD Slip- iD Slip



Hlačno predlogo razprite in jo prepognite po dolžini na polovico, da se oblikuje "žleb" pri čemer se dvignejo zaščitni zavihki (stranska zaščita pred iztekanjem).

Nežno obrnite ležečo osebo na bok (pri tem mislite na varnost) in namestite predlogo na posteljo pod njo. Pri tem bodite pozorni, da je zadnji del postavljen na pravo mesto, ter da so trakovi za pritrjevanje na zadnjem delu.



Predlogo namestite v pravi položaj s pomočjo linije indikatorja vlage. Prevalite osebo na hrbet in nežno povlecite predlogo med nogami (pri tem bodite pozorni na zaščitne zavihke – stransko zaščito pred iztekanjem, da ta ostane v pravilnem, dvignjenem položaju).



Zaradi popraviljanja namestitve predloge in boljšega dostopa do trakov za pritrjevanje, lahko osebo ponovno obrnemo na bok.

Nato najprej namestite spodnja dva trakova za pritrjevanje, rahlo navzgor, pri čemer poskrbite, da se bo predloga lepo oprijela nog in mednožja.

Nato namestite še zgornja dva trakova, rahlo navzdol, pri čemer se mora ta del lepo prilagati obsegu pasu.



Preverite ali je predloga udobno nameščena.

Poskrbite, da so trakovi za pritrjevanje pravilno nameščeni.